

# AMBIMED

## Одноразовые микротомные лезвия Feather (Япония)



- Высокое удобство в работе
- Отказ от необходимости регулярной правки и точечной заточки микротомных ножей
- Наилучшее и постоянное качество получаемых срезов
- Высокая износостойчивость режущей кромки
- Большая номенклатура для оптимального подбора вида лезвия
- Уникальные специальные покрытия режущей кромки 4 различных видов для различных типов тканей
- Специальный диспенсер для удобного монтажа лезвия в держатель.

Тип лезвия	S 35	R 35	N 35	N 35 HR	A 35	C 35	S 22	A 22	S 35L	S 35LL	S 35 HP
угол заточки	35°	35°	35°	35°	35°	35°	22°	22°	35°	35°	35°
рутинная работа	●	●							●	●	●
тонкие срезы	○		○		●		●	●	○	○	○
мягкие ткани	●	○	○	○	○		●	●	●	●	●
твердые ткани	○	○	●	●	○				○	○	○
сложные ткани				●							
для криостата						●					
получение ленты	○	●			○			○	●	●	●
большие образцы									●	●	
"высокий" профиль											●
длина лезвия	80мм	80мм	80мм	80мм	80мм	80мм	80мм	80мм	120мм	240мм	80мм
упаковка	50 шт.	50 шт.	50 шт.	50 шт.	50 шт.	20 шт.	50 шт.	50 шт.	20 шт.	20 шт.	50 шт.

- - наилучшее качество  
○ - можно использовать

Общество с ограниченной ответственностью «Амбимед»  
ИНН 7806299910 КПП 780601001  
195273, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр. д. 63, офис 201  
Тел.: 8-800-777-42-59 - звонок бесплатный Тел.: 8 (812)  
309-17-47  
E-mail: [info@ambimed.ru](mailto:info@ambimed.ru)