



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 апреля 2017 года № РЗН 2017/5629

На медицинское изделие

**Цифровая фотошелевая лампа с функцией плавного увеличения RS-1000
с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Обществу с ограниченной ответственностью "Джапан Медикал Продактс"
(ООО "ДжаМП"), Россия, 119415, Москва, проспект Вернадского, д. 41, стр. 1,
этаж 1, пом. 1, ком. 57

Производитель

"Райт Мфг. Ко., Лтд.", Япония,
Right Mfg. Co., Ltd., 1-47-3 Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8633, Japan

Место производства медицинского изделия

Right Mfg. Co., Ltd., 1-47-3 Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8633, Japan

Номер регистрационного досье № РД-16333/84688 от 14.03.2017

Вид медицинского изделия 105070


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4240

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 11 апреля 2017 года № 3323
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0030923

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 апреля 2017 года № РЗН 2017/5629

Лист 1

На медицинское изделие

**Цифровая фотощелевая лампа с функцией плавного увеличения RS-1000
с принадлежностями:**

I. Состав:

1. Основной блок.
2. Блок программной экспозиции с блоком питания.
3. Галогенная лампа 12 В 30 Вт - 2 шт.
4. Инструкция по эксплуатации.
5. Кабель синхронизации.
6. Лампа-вспышка.
7. Лицевой упор.
8. Монтажный комплект для кабелей (направляющая трубка, кронштейны, держатели, гофрированная трубка для кабеля).
9. Предохранители - 2 шт.
10. Сетевой шнур.
11. Стержень с фокусирующим экраном.
12. Столешница с крепежными элементами.
13. Цифровая фотокамера Nikon D1000.
14. Пылезащитный чехол.
15. Инструмент для сборки.

II. Принадлежности:

1. Адаптор видеокамеры.
2. Адаптор видеокамеры с встроенной диафрагмой.
3. Адаптор фотокамеры.
4. Батарейный блок.
5. Делитель луча.
6. Асферическая линза.
7. Держатель асферической линзы.
8. Желтый светофильтр.
9. Окуляр.
10. Окуляр с перекрестьем.
11. Переходник для фотокамеры Nikon Coolpix.
12. Призматические окуляры - 2 шт.
13. Устройство фоновое освещение (ламповый блок, волоконный световод, осветительная головка).
14. Цифровая фотокамера Nikon Coolpix.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0033474

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 апреля 2017 года № РЗН 2017/5629

Лист 2

- 15. Шнур дистанционного управления.
- 16. Подставка для блока программной экспозиции.
- 17. Стенд электрический.

7

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0033475