



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2021 года № РЗН 2021/14133

На медицинское изделие

Игла для биопсии одноразовая стерильная MEDAX

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Медакс С.р.л. Униперсонале", Италия,

Medax S.r.l. Unipersonale, Via R. Piva, 1/A, 46025 Poggio Rusco (MN), Italy

Производитель

"Медакс С.р.л. Униперсонале", Италия,

Medax S.r.l. Unipersonale, Via R. Piva, 1/A, 46025 Poggio Rusco (MN), Italy

Место производства медицинского изделия

Medax S.r.l. Unipersonale, Via Sandro Pertini, 4, 41039 S. Possidonio (MO), Italy

Номер регистрационного досье № РД-36871/79253 от 20.10.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.13.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 51 листах

приказом Росздравнадзора от 23 апреля 2021 года № 3530
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



A.V. Samoilova

А.В. Самойлова

0056494

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 1


На медицинское изделие

Игла для биопсии одноразовая стерильная MEDAX, варианты исполнения:

I. Игла биопсийная для аспирации костного мозга MIELOX (МА-исполнение), варианты исполнения:

1. Артикул МА 14 020 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 20 мм; сечение круглое.
2. Артикул МА 14 030 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 30 мм; сечение круглое.
3. Артикул МА 14 035 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 35 мм; сечение круглое.
4. Артикул МА 14 040 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 40 мм; сечение круглое.
5. Артикул МА 14 045 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 45 мм; сечение круглое.
6. Артикул МА 14 050 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 50 мм; сечение круглое.
7. Артикул МА 14 055 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 55 мм; сечение круглое.
8. Артикул МА 14 060 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 60 мм; сечение круглое.
9. Артикул МА 14 065 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 65 мм; сечение круглое.
10. Артикул МА 14 070 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
11. Артикул МА 14 075 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 75 мм; сечение круглое.
12. Артикул МА 14 080 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
13. Артикул МА 14 085 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 85 мм; сечение круглое.
14. Артикул МА 14 090 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 90 мм; сечение круглое.
15. Артикул МА 14 095 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 95 мм; сечение круглое.
16. Артикул МА 14 100 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
17. Артикул МА 14 150 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
18. Артикул МА 15 020 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 20 мм; сечение круглое.
19. Артикул МА 15 030 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 30 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0084596

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 2

диаметр 1,80 мм; номинальная длина 30 мм; сечение круглое.
20. Артикул МА 15 035 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 35 мм; сечение круглое.
21. Артикул МА 15 040 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 40 мм; сечение круглое.
22. Артикул МА 15 045 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 45 мм; сечение круглое.
23. Артикул МА 15 050 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 50 мм; сечение круглое.
24. Артикул МА 15 055 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 55 мм; сечение круглое.
25. Артикул МА 15 060 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 60 мм; сечение круглое.
26. Артикул МА 15 065 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 65 мм; сечение круглое.
27. Артикул МА 15 070 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
28. Артикул МА 15 075 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 75 мм; сечение круглое.
29. Артикул МА 15 080 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
30. Артикул МА 15 085 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 85 мм; сечение круглое.
31. Артикул МА 15 090 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 90 мм; сечение круглое.
32. Артикул МА 15 095 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 95 мм; сечение круглое.
33. Артикул МА 15 100 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
34. Артикул МА 15 150 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
35. Артикул МА 16 020 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 20 мм; сечение круглое.
36. Артикул МА 16 030 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 30 мм; сечение круглое.
37. Артикул МА 16 035 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 35 мм; сечение круглое.
38. Артикул МА 16 040 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 40 мм; сечение круглое.
39. Артикул МА 16 045 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 45 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084597

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 3

40. Артикул МА 16 050 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 50 мм; сечение круглое.
41. Артикул МА 16 055 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 55 мм; сечение круглое.
42. Артикул МА 16 060 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 60 мм; сечение круглое.
43. Артикул МА 16 065 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 65 мм; сечение круглое.
44. Артикул МА 16 070 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
45. Артикул МА 16 075 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 75 мм; сечение круглое.
46. Артикул МА 16 080 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
47. Артикул МА 16 085 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 85 мм; сечение круглое.
48. Артикул МА 16 090 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 90 мм; сечение круглое.
49. Артикул МА 16 095 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 95 мм; сечение круглое.
50. Артикул МА 16 100 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
51. Артикул МА 16 150 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
52. Артикул МА 18 020 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 20 мм; сечение круглое.
53. Артикул МА 18 030 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 30 мм; сечение круглое.
54. Артикул МА 18 035 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 35 мм; сечение круглое.
55. Артикул МА 18 040 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 40 мм; сечение круглое.
56. Артикул МА 18 045 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 45 мм; сечение круглое.
57. Артикул МА 18 050 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 50 мм; сечение круглое.
58. Артикул МА 18 055 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 55 мм; сечение круглое.
59. Артикул МА 18 060 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 60 мм; сечение круглое.
60. Артикул МА 18 065 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 65 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084598

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 4

диаметр 1,20 мм; номинальная длина 65 мм; сечение круглое.

61. Артикул МА 18 070 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.

62. Артикул МА 18 075 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 75 мм; сечение круглое.

63. Артикул МА 18 080 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.

64. Артикул МА 18 085 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 85 мм; сечение круглое.

65. Артикул МА 18 090 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 90 мм; сечение круглое.

66. Артикул МА 18 095 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 95 мм; сечение круглое.

67. Артикул МА 18 100 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.

68. Артикул МА 18 150 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.

69. Артикул МА 14 020 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 20 мм; сечение круглое.

70. Артикул МА 14 030 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 30 мм; сечение круглое.

71. Артикул МА 14 035 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 35 мм; сечение круглое.

72. Артикул МА 14 040 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 40 мм; сечение круглое.

73. Артикул МА 14 045 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 45 мм; сечение круглое.

74. Артикул МА 14 050 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 50 мм; сечение круглое.

75. Артикул МА 14 055 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 55 мм; сечение круглое.

76. Артикул МА 14 060 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 60 мм; сечение круглое.

77. Артикул МА 14 065 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 65 мм; сечение круглое.

78. Артикул МА 14 070 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.

79. Артикул МА 14 075 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 75 мм; сечение круглое.

80. Артикул МА 14 080 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084599

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 5

81. Артикул МА 14 085 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 85 мм; сечение круглое.
82. Артикул МА 14 090 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 90 мм; сечение круглое.
83. Артикул МА 14 095 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 95 мм; сечение круглое.
84. Артикул МА 14 100 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
85. Артикул МА 14 150 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
86. Артикул МА 15 020 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 20 мм; сечение круглое.
87. Артикул МА 15 030 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 30 мм; сечение круглое.
88. Артикул МА 15 035 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 35 мм; сечение круглое.
89. Артикул МА 15 040 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 40 мм; сечение круглое.
90. Артикул МА 15 045 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 45 мм; сечение круглое.
91. Артикул МА 15 050 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 50 мм; сечение круглое.
92. Артикул МА 15 055 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 55 мм; сечение круглое.
93. Артикул МА 15 060 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 60 мм; сечение круглое.
94. Артикул МА 15 065 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 65 мм; сечение круглое.
95. Артикул МА 15 070 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
96. Артикул МА 15 075 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 75 мм; сечение круглое.
97. Артикул МА 15 080 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
98. Артикул МА 15 085 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 85 мм; сечение круглое.
99. Артикул МА 15 090 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 90 мм; сечение круглое.
100. Артикул МА 15 095 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 95 мм; сечение круглое.
101. Артикул МА 15 100 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0084600

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 6

диаметр 1,80 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.

102. Артикул МА 15 150 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.

103. Артикул МА 16 020 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 20 мм; сечение круглое.

104. Артикул МА 16 030 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 30 мм; сечение круглое.

105. Артикул МА 16 035 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 35 мм; сечение круглое.

106. Артикул МА 16 040 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 40 мм; сечение круглое.

107. Артикул МА 16 045 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 45 мм; сечение круглое.

108. Артикул МА 16 050 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 50 мм; сечение круглое.

109. Артикул МА 16 055 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 55 мм; сечение круглое.

110. Артикул МА 16 060 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 60 мм; сечение круглое.

111. Артикул МА 16 065 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 65 мм; сечение круглое.

112. Артикул МА 16 070 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.

113. Артикул МА 16 075 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 75 мм; сечение круглое.

114. Артикул МА 16 080 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.

115. Артикул МА 16 085 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 85 мм; сечение круглое.

116. Артикул МА 16 090 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 90 мм; сечение круглое.

117. Артикул МА 16 095 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 95 мм; сечение круглое.


118. Артикул МА 16 100 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.

119. Артикул МА 16 150 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.

120. Артикул МА 18 020 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 20 мм; сечение круглое.

121. Артикул МА 18 030 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 30 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0084901

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 7

122. Артикул МА 18 035 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 35 мм; сечение круглое.
123. Артикул МА 18 040 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 40 мм; сечение круглое.
124. Артикул МА 18 045 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 45 мм; сечение круглое.
125. Артикул МА 18 050 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 50 мм; сечение круглое.
126. Артикул МА 18 055 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 55 мм; сечение круглое.
127. Артикул МА 18 060 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 60 мм; сечение круглое.
128. Артикул МА 18 065 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 65 мм; сечение круглое.
129. Артикул МА 18 070 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
130. Артикул МА 18 075 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 75 мм; сечение круглое.
131. Артикул МА 18 080 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
132. Артикул МА 18 085 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 85 мм; сечение круглое.
133. Артикул МА 18 090 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 90 мм; сечение круглое.
134. Артикул МА 18 095 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 95 мм; сечение круглое.
135. Артикул МА 18 100 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
136. Артикул МА 18 150 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.

II. Игла биопсийная для аспирации костного мозга и эксплантации костной ткани MIELOX (МЕ-исполнение), варианты исполнения:

1. Артикул МЕ 14 020 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 20 мм; сечение круглое.
2. Артикул МЕ 14 030 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 30 мм; сечение круглое.
3. Артикул МЕ 14 035 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 35 мм; сечение круглое.
4. Артикул МЕ 14 040 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 40 мм; сечение круглое.
5. Артикул МЕ 14 045 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 45 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084902

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 8

диаметр 2,10 мм; номинальная длина 45 мм; сечение круглое.

6. Артикул ME 14 050 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 50 мм; сечение круглое.

7. Артикул ME 14 055 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 55 мм; сечение круглое.

8. Артикул ME 14 060 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 60 мм; сечение круглое.

9. Артикул ME 14 065 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 65 мм; сечение круглое.

10. Артикул ME 14 070 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.

11. Артикул ME 14 075 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 75 мм; сечение круглое.

12. Артикул ME 14 080 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.

13. Артикул ME 14 085 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 85 мм; сечение круглое.

14. Артикул ME 14 090 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 90 мм; сечение круглое.

15. Артикул ME 14 095 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 95 мм; сечение круглое.

16. Артикул ME 14 100 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.

17. Артикул ME 14 150 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.

18. Артикул ME 15 020 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 20 мм; сечение круглое.

19. Артикул ME 15 030 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 30 мм; сечение круглое.

20. Артикул ME 15 035 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 35 мм; сечение круглое.

21. Артикул ME 15 040 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 40 мм; сечение круглое.


22. Артикул ME 15 045 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 45 мм; сечение круглое.

23. Артикул ME 15 050 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 50 мм; сечение круглое.

24. Артикул ME 15 055 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 55 мм; сечение круглое.

25. Артикул ME 15 060 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 60 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0084908

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 9

26. Артикул ME 15 065 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 65 мм; сечение круглое.
27. Артикул ME 15 070 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
28. Артикул ME 15 075 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 75 мм; сечение круглое.
29. Артикул ME 15 080 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
30. Артикул ME 15 085 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 85 мм; сечение круглое.
31. Артикул ME 15 090 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 90 мм; сечение круглое.
32. Артикул ME 15 095 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 95 мм; сечение круглое.
33. Артикул ME 15 100 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
34. Артикул ME 15 150 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
35. Артикул ME 16 020 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 20 мм; сечение круглое.
36. Артикул ME 16 030 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 30 мм; сечение круглое.
37. Артикул ME 16 035 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 35 мм; сечение круглое.
38. Артикул ME 16 040 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 40 мм; сечение круглое.
39. Артикул ME 16 045 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 45 мм; сечение круглое.
40. Артикул ME 16 050 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 50 мм; сечение круглое.
41. Артикул ME 16 055 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 55 мм; сечение круглое.
42. Артикул ME 16 060 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 60 мм; сечение круглое.
43. Артикул ME 16 065 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 65 мм; сечение круглое.
44. Артикул ME 16 070 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
45. Артикул ME 16 075 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 75 мм; сечение круглое.
46. Артикул ME 16 080 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0084004

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 10

- диаметр 1,60 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
47. Артикул ME 16 085 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 85 мм; сечение круглое.
48. Артикул ME 16 090 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 90 мм; сечение круглое.
49. Артикул ME 16 095 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 95 мм; сечение круглое.
50. Артикул ME 16 100 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
51. Артикул ME 16 150 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
52. Артикул ME 18 020 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 20 мм; сечение круглое.
53. Артикул ME 18 030 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 30 мм; сечение круглое.
54. Артикул ME 18 035 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 35 мм; сечение круглое.
55. Артикул ME 18 040 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 40 мм; сечение круглое.
56. Артикул ME 18 045 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 45 мм; сечение круглое.
57. Артикул ME 18 050 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 50 мм; сечение круглое.
58. Артикул ME 18 055 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 55 мм; сечение круглое.
59. Артикул ME 18 060 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 60 мм; сечение круглое.
60. Артикул ME 18 065 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 65 мм; сечение круглое.
61. Артикул ME 18 070 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
62. Артикул ME 18 075 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 75 мм; сечение круглое.
63. Артикул ME 18 080 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
64. Артикул ME 18 085 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 85 мм; сечение круглое.
65. Артикул ME 18 090 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 90 мм; сечение круглое.
66. Артикул ME 18 095 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 95 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

 А.В. Самойлова

0084905

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 11

67. Артикул МЕ 18 100 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
68. Артикул МЕ 18 150 - 00 (без рукоятки пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
69. Артикул МЕ 14 020 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 20 мм; сечение круглое.
70. Артикул МЕ 14 030 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 30 мм; сечение круглое.
71. Артикул МЕ 14 035 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 35 мм; сечение круглое.
72. Артикул МЕ 14 040 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 40 мм; сечение круглое.
73. Артикул МЕ 14 045 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 45 мм; сечение круглое.
74. Артикул МЕ 14 050 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 50 мм; сечение круглое.
75. Артикул МЕ 14 055 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 55 мм; сечение круглое.
76. Артикул МЕ 14 060 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 60 мм; сечение круглое.
77. Артикул МЕ 14 065 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 65 мм; сечение круглое.
78. Артикул МЕ 14 070 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
79. Артикул МЕ 14 075 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 75 мм; сечение круглое.
80. Артикул МЕ 14 080 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
81. Артикул МЕ 14 085 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 85 мм; сечение круглое.
82. Артикул МЕ 14 090 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 90 мм; сечение круглое.
83. Артикул МЕ 14 095 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 95 мм; сечение круглое.
84. Артикул МЕ 14 100 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
85. Артикул МЕ 14 150 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
86. Артикул МЕ 15 020 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 20 мм; сечение круглое.
87. Артикул МЕ 15 030 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 30 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084906

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 12

диаметр 1,80 мм; номинальная длина 30 мм; сечение круглое.

88. Артикул МЕ 15 035 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 35 мм; сечение круглое.

89. Артикул МЕ 15 040 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 40 мм; сечение круглое.

90. Артикул МЕ 15 045 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 45 мм; сечение круглое.

91. Артикул МЕ 15 050 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 50 мм; сечение круглое.

92. Артикул МЕ 15 055 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 55 мм; сечение круглое.

93. Артикул МЕ 15 060 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 60 мм; сечение круглое.

94. Артикул МЕ 15 065 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 65 мм; сечение круглое.

95. Артикул МЕ 15 070 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.

96. Артикул МЕ 15 075 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 75 мм; сечение круглое.

97. Артикул МЕ 15 080 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.

98. Артикул МЕ 15 085 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 85 мм; сечение круглое.

99. Артикул МЕ 15 090 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 90 мм; сечение круглое.

100. Артикул МЕ 15 095 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 95 мм; сечение круглое.

101. Артикул МЕ 15 100 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.

102. Артикул МЕ 15 150 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.

103. Артикул МЕ 16 020 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 20 мм; сечение круглое.


104. Артикул МЕ 16 030 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 30 мм; сечение круглое.

105. Артикул МЕ 16 035 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 35 мм; сечение круглое.

106. Артикул МЕ 16 040 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 40 мм; сечение круглое.

107. Артикул МЕ 16 045 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 45 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0084807

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 13

108. Артикул МЕ 16 050 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 50 мм; сечение круглое.
109. Артикул МЕ 16 055 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 55 мм; сечение круглое.
110. Артикул МЕ 16 060 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 60 мм; сечение круглое.
111. Артикул МЕ 16 065 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 65 мм; сечение круглое.
112. Артикул МЕ 16 070 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
113. Артикул МЕ 16 075 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 75 мм; сечение круглое.
114. Артикул МЕ 16 080 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
115. Артикул МЕ 16 085 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 85 мм; сечение круглое.
116. Артикул МЕ 16 090 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 90 мм; сечение круглое.
117. Артикул МЕ 16 095 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 95 мм; сечение круглое.
118. Артикул МЕ 16 100 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
119. Артикул МЕ 16 150 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
120. Артикул МЕ 18 020 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 20 мм; сечение круглое.
121. Артикул МЕ 18 030 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 30 мм; сечение круглое.
122. Артикул МЕ 18 035 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 35 мм; сечение круглое.
123. Артикул МЕ 18 040 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 40 мм; сечение круглое.
124. Артикул МЕ 18 045 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 45 мм; сечение круглое.
125. Артикул МЕ 18 050 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 50 мм; сечение круглое.
126. Артикул МЕ 18 055 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 55 мм; сечение круглое.
127. Артикул МЕ 18 060 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 60 мм; сечение круглое.
128. Артикул МЕ 18 065 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 65 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084308

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 14

диаметр 1,20 мм; номинальная длина 65 мм; сечение круглое.

129. Артикул МЕ 18 070 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.

130. Артикул МЕ 18 075 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 75 мм; сечение круглое.

131. Артикул МЕ 18 080 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.

132. Артикул МЕ 18 085 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 85 мм; сечение круглое.

133. Артикул МЕ 18 090 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 90 мм; сечение круглое.

134. Артикул МЕ 18 095 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 95 мм; сечение круглое.

135. Артикул МЕ 18 100 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.

136. Артикул МЕ 18 150 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.

III. Игла биопсийная для аспирации костного мозга MEDEM (MD-исполнение), варианты исполнения:

1. Артикул MD 14 020 - 00; номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 20 мм; сечение круглое.

2. Артикул MD 14 030 - 00; номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 30 мм; сечение круглое.

3. Артикул MD 14 035 - 00; номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 35 мм; сечение круглое.

4. Артикул MD 14 040 - 00; номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 40 мм; сечение круглое.

5. Артикул MD 14 045 - 00; номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 45 мм; сечение круглое.

6. Артикул MD 14 050 - 00; номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 50 мм; сечение круглое.

7. Артикул MD 14 055 - 00; номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 55 мм; сечение круглое.


8. Артикул MD 14 060 - 00; номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 60 мм; сечение круглое.

9. Артикул MD 14 070 - 00; номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.

10. Артикул MD 15 020 - 00; номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 20 мм; сечение круглое.

11. Артикул MD 15 030 - 00; номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 30 мм; сечение круглое.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0084909

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 15

12. Артикул MD 15 035 - 00; номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 35 мм; сечение круглое.
13. Артикул MD 15 040 - 00; номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 40 мм; сечение круглое.
14. Артикул MD 15 045 - 00; номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 45 мм; сечение круглое.
15. Артикул MD 15 050 - 00; номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 50 мм; сечение круглое.
16. Артикул MD 15 055 - 00; номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 55 мм; сечение круглое.
17. Артикул MD 15 060 - 00; номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 60 мм; сечение круглое.
18. Артикул MD 15 070 - 00; номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
19. Артикул MD 16 020 - 00; номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 20 мм; сечение круглое.
20. Артикул MD 16 030 - 00; номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 30 мм; сечение круглое.
21. Артикул MD 16 035 - 00; номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 35 мм; сечение круглое.
22. Артикул MD 16 040 - 00; номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 40 мм; сечение круглое.
23. Артикул MD 16 045 - 00; номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 45 мм; сечение круглое.
24. Артикул MD 16 050 - 00; номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 50 мм; сечение круглое.
25. Артикул MD 16 055 - 00; номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 55 мм; сечение круглое.
26. Артикул MD 16 060 - 00; номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 60 мм; сечение круглое.
27. Артикул MD 16 070 - 00; номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
28. Артикул MD 18 020 - 00; номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 20 мм; сечение круглое.
29. Артикул MD 18 030 - 00; номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 30 мм; сечение круглое.
30. Артикул MD 18 035 - 00; номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 35 мм; сечение круглое.
31. Артикул MD 18 040 - 00; номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 40 мм; сечение круглое.
32. Артикул MD 18 045 - 00; номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 45 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0084910

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 16

длина 45 мм; сечение круглое.

33. Артикул MD 18 050 - 00; номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 50 мм; сечение круглое.

34. Артикул MD 18 055 - 00; номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 55 мм; сечение круглое.

35. Артикул MD 18 060 - 00; номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 60 мм; сечение круглое.

36. Артикул MD 18 070 - 00; номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.

VI. Игла биопсийная для аспирации костного мозга и эксплантации костной ткани MEDEM (MX-исполнение), варианты исполнения:

1. Артикул MX 14 020 - 00; номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 20 мм; сечение круглое.

2. Артикул MX 14 030 - 00; номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 30 мм; сечение круглое.

3. Артикул MX 14 035 - 00; номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 35 мм; сечение круглое.

4. Артикул MX 14 040 - 00; номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 40 мм; сечение круглое.

5. Артикул MX 14 045 - 00; номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 45 мм; сечение круглое.

6. Артикул MX 14 050 - 00; номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 50 мм; сечение круглое.

7. Артикул MX 14 055 - 00; номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 55 мм; сечение круглое.

8. Артикул MX 14 060 - 00; номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 60 мм; сечение круглое.

9. Артикул MX 14 070 - 00; номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.

10. Артикул MX 15 020 - 00; номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 20 мм; сечение круглое.

11. Артикул MX 15 030 - 00; номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 30 мм; сечение круглое.


12. Артикул MX 15 035 - 00; номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 35 мм; сечение круглое.

13. Артикул MX 15 040 - 00; номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 40 мм; сечение круглое.

14. Артикул MX 15 045 - 00; номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 45 мм; сечение круглое.

15. Артикул MX 15 050 - 00; номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 50 мм; сечение круглое.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0084911

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 17

16. Артикул MX 15 055 - 00; номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 55 мм; сечение круглое.
17. Артикул MX 15 060 - 00; номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 60 мм; сечение круглое.
18. Артикул MX 15 070 - 00; номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
19. Артикул MX 16 020 - 00; номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 20 мм; сечение круглое.
20. Артикул MX 16 030 - 00; номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 30 мм; сечение круглое.
21. Артикул MX 16 035 - 00; номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 35 мм; сечение круглое.
22. Артикул MX 16 040 - 00; номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 40 мм; сечение круглое.
23. Артикул MX 16 045 - 00; номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 45 мм; сечение круглое.
24. Артикул MX 16 050 - 00; номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 50 мм; сечение круглое.
25. Артикул MX 16 055 - 00; номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 55 мм; сечение круглое.
26. Артикул MX 16 060 - 00; номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 60 мм; сечение круглое.
27. Артикул MX 16 070 - 00; номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
28. Артикул MX 18 020 - 00; номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 20 мм; сечение круглое.
29. Артикул MX 18 030 - 00; номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 30 мм; сечение круглое.
30. Артикул MX 18 035 - 00; номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 35 мм; сечение круглое.
31. Артикул MX 18 040 - 00; номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 40 мм; сечение круглое.
32. Артикул MX 18 045 - 00; номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 45 мм; сечение круглое.
33. Артикул MX 18 050 - 00; номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 50 мм; сечение круглое.
34. Артикул MX 18 055 - 00; номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 55 мм; сечение круглое.
35. Артикул MX 18 060 - 00; номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 60 мм; сечение круглое.
36. Артикул MX 18 070 - 00; номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084912

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 18

длина 70 мм; сечение круглое.


V. Игла биопсийная для забора образцов костного мозга и костной ткани MEDLOCK (ММ-исполнение), варианты исполнения:

1. Артикул ММ 08 070 - 00; номинальный наружный диаметр 4,19 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
2. Артикул ММ 08 100 - 00; номинальный наружный диаметр 4,19 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
3. Артикул ММ 08 150 - 00; номинальный наружный диаметр 4,19 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
4. Артикул ММ 09 070 - 00; номинальный наружный диаметр 3,76 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
5. Артикул ММ 09 100 - 00; номинальный наружный диаметр 3,76 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
6. Артикул ММ 09 150 - 00; номинальный наружный диаметр 3,76 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
7. Артикул ММ 11 070 - 00; номинальный наружный диаметр 3,00 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
8. Артикул ММ 11 100 - 00; номинальный наружный диаметр 3,00 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
9. Артикул ММ 11 150 - 00; номинальный наружный диаметр 3,00 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
10. Артикул ММ 13 070 - 00; номинальный наружный диаметр 2,40 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
11. Артикул ММ 13 100 - 00; номинальный наружный диаметр 2,40 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
12. Артикул ММ 13 150 - 00; номинальный наружный диаметр 2,40 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.

VI. Игла биопсийная для забора образцов костного мозга и костной ткани MEDLOCK (МФ-исполнение), варианты исполнения:

1. Артикул МФ 08 070 - 00; номинальный наружный диаметр 4,19 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
2. Артикул МФ 08 100 - 00; номинальный наружный диаметр 4,19 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
3. Артикул МФ 08 150 - 00; номинальный наружный диаметр 4,19 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
4. Артикул МФ 09 070 - 00; номинальный наружный диаметр 3,76 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
5. Артикул МФ 09 100 - 00; номинальный наружный диаметр 3,76 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
6. Артикул МФ 09 150 - 00; номинальный наружный диаметр 3,76 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0084313

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 19

7. Артикул MF 11 070 - 00; номинальный наружный диаметр 3,00 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
8. Артикул MF 11 100 - 00; номинальный наружный диаметр 3,00 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
9. Артикул MF 11 150 - 00; номинальный наружный диаметр 3,00 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
10. Артикул MF 13 070 - 00; номинальный наружный диаметр 2,40 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
11. Артикул MF 13 100 - 00; номинальный наружный диаметр 2,40 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
12. Артикул MF 13 150 - 00; номинальный наружный диаметр 2,40 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
- VII. Игла биопсийная для забора образцов костного мозга и костной ткани MEDBONE (МВ-исполнение), варианты исполнения:
1. Артикул МВ 08 070 - 00 (с трехгранным наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 4,19 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
2. Артикул МВ 08 100 - 00 (с трехгранным наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 4,19 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
3. Артикул МВ 08 150 - 00 (с трехгранным наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 4,19 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
4. Артикул МВ 09 070 - 00 (с трехгранным наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 3,76 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
5. Артикул МВ 09 100 - 00 (с трехгранным наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 3,76 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
6. Артикул МВ 09 150 - 00 (с трехгранным наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 3,76 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
7. Артикул МВ 11 070 - 00 (с трехгранным наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 3,00 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
8. Артикул МВ 11 100 - 00 (с трехгранным наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 3,00 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
9. Артикул МВ 11 150 - 00 (с трехгранным наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 3,00 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
10. Артикул МВ 13 070 - 00 (с трехгранным наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 2,40 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
11. Артикул МВ 13 100 - 00 (с трехгранным наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 2,40 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
12. Артикул МВ 13 150 - 00 (с трехгранным наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 2,40 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
13. Артикул МВ 08 070 - 01 (с эксплантационным наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 4,19 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084914

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 20

14. Артикул МВ 08 100 - 01 (с эксплантационным наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 4,19 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
15. Артикул МВ 08 150 - 01 (с эксплантационным наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 4,19 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
16. Артикул МВ 09 070 - 01 (с эксплантационным наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 3,76 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
17. Артикул МВ 09 100 - 01 (с эксплантационным наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 3,76 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
18. Артикул МВ 09 150 - 01 (с эксплантационным наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 3,76 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
19. Артикул МВ 11 070 - 01 (с эксплантационным наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 3,00 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
20. Артикул МВ 11 100 - 01 (с эксплантационным наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 3,00 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
21. Артикул МВ 11 150 - 01 (с эксплантационным наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 3,00 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
22. Артикул МВ 13 070 - 01 (с эксплантационным наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 2,40 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
23. Артикул МВ 13 100 - 01 (с эксплантационным наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 2,40 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
24. Артикул МВ 13 150 - 01 (с эксплантационным наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 2,40 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
25. Артикул МВ 08 070 - 02 (с "Fish Mouth" наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 4,19 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
26. Артикул МВ 08 100 - 02 (с "Fish Mouth" наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 4,19 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
27. Артикул МВ 08 150 - 02 (с "Fish Mouth" наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 4,19 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
28. Артикул МВ 09 070 - 02 (с "Fish Mouth" наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 3,76 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0084915

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 21

29. Артикул MB 09 100 - 02 (с "Fish Mouth" наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 3,76 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
30. Артикул MB 09 150 - 02 (с "Fish Mouth" наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 3,76 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
31. Артикул MB 11 070 - 02 (с "Fish Mouth" наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 3,00 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
32. Артикул MB 11 100 - 02 (с "Fish Mouth" наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 3,00 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
33. Артикул MB 11 150 - 02 (с "Fish Mouth" наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 3,00 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
34. Артикул MB 13 070 - 02 (с "Fish Mouth" наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 2,40 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
35. Артикул MB 13 100 - 02 (с "Fish Mouth" наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 2,40 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
36. Артикул MB 13 150 - 02 (с "Fish Mouth" наконечником канюли); номинальный наружный диаметр 2,40 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
- VIII. Игла биопсийная для забора образцов костного мозга и костной ткани MEDBONE (ЕМ-исполнение), варианты исполнения:
1. Артикул ЕМ 08 070 - 00; номинальный наружный диаметр 4,19 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
2. Артикул ЕМ 08 100 - 00; номинальный наружный диаметр 4,19 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
3. Артикул ЕМ 08 150 - 00; номинальный наружный диаметр 4,19 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
4. Артикул ЕМ 09 070 - 00; номинальный наружный диаметр 3,76 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
5. Артикул ЕМ 09 100 - 00; номинальный наружный диаметр 3,76 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
6. Артикул ЕМ 09 150 - 00; номинальный наружный диаметр 3,76 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
7. Артикул ЕМ 11 070 - 00; номинальный наружный диаметр 3,00 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
8. Артикул ЕМ 11 100 - 00; номинальный наружный диаметр 3,00 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
9. Артикул ЕМ 11 150 - 00; номинальный наружный диаметр 3,00 мм; номинальная длина 150 мм; сечение круглое.
10. Артикул ЕМ 13 070 - 00; номинальный наружный диаметр 2,40 мм; номинальная длина 70 мм; сечение круглое.
11. Артикул ЕМ 13 100 - 00; номинальный наружный диаметр 2,40 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
12. Артикул ЕМ 13 150 - 00; номинальный наружный диаметр 2,40 мм; номинальная

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084916

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 22

длина 150 мм; сечение круглое.

XI. Игла биопсийная для биопсии мягкой ткани для ее последующего гистологического исследования UNIGUN (UG-исполнение), варианты исполнения:

1. Артикул UG 12 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
2. Артикул UG 12 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
3. Артикул UG 12 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
4. Артикул UG 12 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
5. Артикул UG 12 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
6. Артикул UG 12 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
7. Артикул UG 12 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
8. Артикул UG 12 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
9. Артикул UG 14 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
10. Артикул UG 14 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
11. Артикул UG 14 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
12. Артикул UG 14 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
13. Артикул UG 14 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
14. Артикул UG 14 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
15. Артикул UG 14 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
16. Артикул UG 14 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
17. Артикул UG 16 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
18. Артикул UG 16 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
19. Артикул UG 16 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084917

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 23

20. Артикул UG 16 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
21. Артикул UG 16 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
22. Артикул UG 16 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
23. Артикул UG 16 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
24. Артикул UG 16 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
25. Артикул UG 18 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
26. Артикул UG 18 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
27. Артикул UG 18 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
28. Артикул UG 18 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
29. Артикул UG 18 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
30. Артикул UG 18 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
31. Артикул UG 18 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
32. Артикул UG 18 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
33. Артикул UG 20 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
34. Артикул UG 20 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
35. Артикул UG 20 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
36. Артикул UG 20 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
37. Артикул UG 20 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
38. Артикул UG 20 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
39. Артикул UG 20 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
40. Артикул UG 20 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0084918

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 24

наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
41. Артикул UG 12 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
42. Артикул UG 12 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
43. Артикул UG 12 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
44. Артикул UG 12 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
45. Артикул UG 12 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
46. Артикул UG 12 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
47. Артикул UG 12 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
48. Артикул UG 12 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
49. Артикул UG 14 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
50. Артикул UG 14 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
51. Артикул UG 14 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
52. Артикул UG 14 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
53. Артикул UG 14 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
54. Артикул UG 14 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
55. Артикул UG 14 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
56. Артикул UG 14 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
57. Артикул UG 16 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
58. Артикул UG 16 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
59. Артикул UG 16 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
60. Артикул UG 16 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084919

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 25

61. Артикул UG 16 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
62. Артикул UG 16 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
63. Артикул UG 16 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
64. Артикул UG 16 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
65. Артикул UG 18 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
66. Артикул UG 18 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
67. Артикул UG 18 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
68. Артикул UG 18 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
69. Артикул UG 18 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
70. Артикул UG 18 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
71. Артикул UG 18 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
72. Артикул UG 18 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
73. Артикул UG 20 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
74. Артикул UG 20 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
75. Артикул UG 20 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
76. Артикул UG 20 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
77. Артикул UG 20 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
78. Артикул UG 20 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
79. Артикул UG 20 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
80. Артикул UG 20 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
- X. Игла биопсийная для биопсии мягкой ткани для ее последующего гистологического

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084920

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 апреля 2021 года


№ РЗН 2021/14133

Лист 26

исследования UNICORE (UC-исполнение), варианты исполнения:

1. Артикул UC 12 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
2. Артикул UC 12 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
3. Артикул UC 12 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
4. Артикул UC 12 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
5. Артикул UC 12 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
6. Артикул UC 12 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
7. Артикул UC 12 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
8. Артикул UC 12 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
9. Артикул UC 14 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
10. Артикул UC 14 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
11. Артикул UC 14 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
12. Артикул UC 14 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
13. Артикул UC 14 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
14. Артикул UC 14 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
15. Артикул UC 14 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
16. Артикул UC 14 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
17. Артикул UC 16 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
18. Артикул UC 16 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
19. Артикул UC 16 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
20. Артикул UC 16 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0084921

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 27

21. Артикул UC 16 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
22. Артикул UC 16 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
23. Артикул UC 16 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
24. Артикул UC 16 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
25. Артикул UC 18 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
26. Артикул UC 18 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
27. Артикул UC 18 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
28. Артикул UC 18 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
29. Артикул UC 18 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
30. Артикул UC 18 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
31. Артикул UC 18 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
32. Артикул UC 18 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
33. Артикул UC 20 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
34. Артикул UC 20 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
35. Артикул UC 20 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
36. Артикул UC 20 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
37. Артикул UC 20 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
38. Артикул UC 20 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
39. Артикул UC 20 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
40. Артикул UC 20 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
41. Артикул UC 12 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0084922

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 28

наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
42. Артикул UC 12 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
43. Артикул UC 12 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
44. Артикул UC 12 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
45. Артикул UC 12 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
46. Артикул UC 12 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
47. Артикул UC 12 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
48. Артикул UC 12 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
49. Артикул UC 14 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
50. Артикул UC 14 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
51. Артикул UC 14 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
52. Артикул UC 14 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
53. Артикул UC 14 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
54. Артикул UC 14 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
55. Артикул UC 14 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
56. Артикул UC 14 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
57. Артикул UC 16 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
58. Артикул UC 16 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
59. Артикул UC 16 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
60. Артикул UC 16 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
61. Артикул UC 16 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084923

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 29

62. Артикул UC 16 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
63. Артикул UC 16 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
64. Артикул UC 16 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
65. Артикул UC 18 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
66. Артикул UC 18 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
67. Артикул UC 18 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
68. Артикул UC 18 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
69. Артикул UC 18 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
70. Артикул UC 18 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
71. Артикул UC 18 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
72. Артикул UC 18 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
73. Артикул UC 20 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
74. Артикул UC 20 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
75. Артикул UC 20 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
76. Артикул UC 20 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
77. Артикул UC 20 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
78. Артикул UC 20 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
79. Артикул UC 20 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
80. Артикул UC 20 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
- XI. Игла биопсийная для биопсии мягкой ткани для ее последующего гистологического исследования UNIMAG (UM-исполнение), варианты исполнения:
1. Артикул UM 12 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084924

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 30

- наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
2. Артикул UM 12 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
 3. Артикул UM 12 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
 4. Артикул UM 12 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
 5. Артикул UM 12 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
 6. Артикул UM 12 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
 7. Артикул UM 12 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
 8. Артикул UM 12 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
 9. Артикул UM 14 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
 10. Артикул UM 14 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
 11. Артикул UM 14 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
 12. Артикул UM 14 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
 13. Артикул UM 14 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
 14. Артикул UM 14 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
 15. Артикул UM 14 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
 16. Артикул UM 14 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
 17. Артикул UM 16 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
 18. Артикул UM 16 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
 19. Артикул UM 16 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
 20. Артикул UM 16 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
 21. Артикул UM 16 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084925

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 31

22. Артикул UM 16 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
23. Артикул UM 16 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
24. Артикул UM 16 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
25. Артикул UM 18 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
26. Артикул UM 18 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
27. Артикул UM 18 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
28. Артикул UM 18 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
29. Артикул UM 18 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
30. Артикул UM 18 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
31. Артикул UM 18 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
32. Артикул UM 18 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
33. Артикул UM 20 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
34. Артикул UM 20 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
35. Артикул UM 20 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
36. Артикул UM 20 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
37. Артикул UM 20 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
38. Артикул UM 20 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
39. Артикул UM 20 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
40. Артикул UM 20 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
41. Артикул UM 12 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
42. Артикул UM 12 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0084928

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 32

наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
43. Артикул UM 12 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
44. Артикул UM 12 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
45. Артикул UM 12 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
46. Артикул UM 12 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
47. Артикул UM 12 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
48. Артикул UM 12 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
49. Артикул UM 14 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
50. Артикул UM 14 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
51. Артикул UM 14 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
52. Артикул UM 14 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
53. Артикул UM 14 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
54. Артикул UM 14 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
55. Артикул UM 14 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
56. Артикул UM 14 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
57. Артикул UM 16 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
58. Артикул UM 16 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
59. Артикул UM 16 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
60. Артикул UM 16 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
61. Артикул UM 16 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
62. Артикул UM 16 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084927

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 33

63. Артикул UM 16 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
64. Артикул UM 16 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
65. Артикул UM 18 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
66. Артикул UM 18 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
67. Артикул UM 18 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
68. Артикул UM 18 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
69. Артикул UM 18 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
70. Артикул UM 18 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
71. Артикул UM 18 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
72. Артикул UM 18 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
73. Артикул UM 20 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
74. Артикул UM 20 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
75. Артикул UM 20 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
76. Артикул UM 20 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
77. Артикул UM 20 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
78. Артикул UM 20 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
79. Артикул UM 20 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
80. Артикул UM 20 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
- XII. Игла биопсийная для биопсии мягкой ткани для ее последующего гистологического исследования UNICUT (UT-исполнение), варианты исполнения:
1. Артикул UT 12 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
2. Артикул UT 12 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084928

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 34

наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
3. Артикул UT 12 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
4. Артикул UT 12 130 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 130 мм; сечение круглое.
5. Артикул UT 12 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
6. Артикул UT 12 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
7. Артикул UT 12 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
8. Артикул UT 12 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
9. Артикул UT 12 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
10. Артикул UT 14 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
11. Артикул UT 14 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
12. Артикул UT 14 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
13. Артикул UT 14 130 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 130 мм; сечение круглое.
14. Артикул UT 14 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
15. Артикул UT 14 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
16. Артикул UT 14 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
17. Артикул UT 14 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
18. Артикул UT 14 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
19. Артикул UT 16 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
20. Артикул UT 16 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
21. Артикул UT 16 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
22. Артикул UT 16 130 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 130 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084929

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 35

23. Артикул UT 16 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
24. Артикул UT 16 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
25. Артикул UT 16 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
26. Артикул UT 16 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
27. Артикул UT 16 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
28. Артикул UT 18 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
29. Артикул UT 18 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
30. Артикул UT 18 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
31. Артикул UT 18 130 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 130 мм; сечение круглое.
32. Артикул UT 18 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
33. Артикул UT 18 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
34. Артикул UT 18 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
35. Артикул UT 18 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
36. Артикул UT 18 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
37. Артикул UT 20 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
38. Артикул UT 20 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
39. Артикул UT 20 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
40. Артикул UT 20 130 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 130 мм; сечение круглое.
41. Артикул UT 20 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
42. Артикул UT 20 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
43. Артикул UT 20 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084930

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 36

- наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
44. Артикул UT 20 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
45. Артикул UT 20 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
46. Артикул UT 12 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
47. Артикул UT 12 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
48. Артикул UT 12 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
49. Артикул UT 12 130 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 130 мм; сечение круглое.
50. Артикул UT 12 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
51. Артикул UT 12 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
52. Артикул UT 12 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
53. Артикул UT 12 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
54. Артикул UT 12 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
55. Артикул UT 14 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
56. Артикул UT 14 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
57. Артикул UT 14 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
58. Артикул UT 14 130 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 130 мм; сечение круглое.
59. Артикул UT 14 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
60. Артикул UT 14 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
61. Артикул UT 14 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
62. Артикул UT 14 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
63. Артикул UT 14 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084981

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 37

64. Артикул UT 16 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
65. Артикул UT 16 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
66. Артикул UT 16 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
67. Артикул UT 16 130 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 130 мм; сечение круглое.
68. Артикул UT 16 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
69. Артикул UT 16 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
70. Артикул UT 16 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
71. Артикул UT 16 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
72. Артикул UT 16 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
73. Артикул UT 18 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
74. Артикул UT 18 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
75. Артикул UT 18 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
76. Артикул UT 18 130 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 130 мм; сечение круглое.
77. Артикул UT 18 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
78. Артикул UT 18 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
79. Артикул UT 18 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
80. Артикул UT 18 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
81. Артикул UT 18 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
82. Артикул UT 20 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
83. Артикул UT 20 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
84. Артикул UT 20 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084932

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 38

- наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
85. Артикул UT 20 130 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 130 мм; сечение круглое.
86. Артикул UT 20 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
87. Артикул UT 20 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
88. Артикул UT 20 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
89. Артикул UT 20 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
90. Артикул UT 20 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
- XIII. Игла биопсийная для биопсии мягкой ткани для ее последующего гистологического исследования MEDCUT (МС-исполнение), варианты исполнения:
1. Артикул МС 12 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
2. Артикул МС 12 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
3. Артикул МС 12 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
4. Артикул МС 12 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
5. Артикул МС 12 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
6. Артикул МС 12 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
7. Артикул МС 124 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
8. Артикул МС 12 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
9. Артикул МС 14 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084933

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 39

длина 80 мм; сечение круглое.

10. Артикул МС 14 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.

11. Артикул МС 14 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.

12. Артикул МС 14 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.

13. Артикул МС 14 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.

14. Артикул МС 14 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.

15. Артикул МС 14 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.

16. Артикул МС 14 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.

17. Артикул МС 16 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.

18. Артикул МС 16 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.

19. Артикул МС 16 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.

20. Артикул МС 16 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.

21. Артикул МС 16 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.

22. Артикул МС 16 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.

23. Артикул МС 16 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084934

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 40

проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.

24. Артикул МС 16 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.

25. Артикул МС 18 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.

26. Артикул МС 18 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.

27. Артикул МС 18 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.

28. Артикул МС 18 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.

29. Артикул МС 18 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.

30. Артикул МС 18 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.

31. Артикул МС 18 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.

32. Артикул МС 18 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.


33. Артикул МС 20 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.

34. Артикул МС 20 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.

35. Артикул МС 20 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.

36. Артикул МС 20 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0084985

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 41

37. Артикул МС 20 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
38. Артикул МС 20 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
39. Артикул МС 20 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
40. Артикул МС 20 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
41. Артикул МС 12 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
42. Артикул МС 12 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
43. Артикул МС 12 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
44. Артикул МС 12 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
45. Артикул МС 12 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
46. Артикул МС 12 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
47. Артикул МС 12 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
48. Артикул МС 12 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
49. Артикул МС 14 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
50. Артикул МС 14 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084936

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 42

длина 100 мм; сечение круглое.

51. Артикул МС 14 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.

52. Артикул МС 14 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.

53. Артикул МС 14 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.

54. Артикул МС 14 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.

55. Артикул МС 14 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.

56. Артикул МС 14 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.

57. Артикул МС 16 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.

58. Артикул МС 16 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.

59. Артикул МС 16 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.

60. Артикул МС 16 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.

61. Артикул МС 16 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.

62. Артикул МС 16 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.

63. Артикул МС 16 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.

64. Артикул МС 16 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084937

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 43

- проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
65. Артикул МС 18 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
66. Артикул МС 18 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
67. Артикул МС 18 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
68. Артикул МС 18 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
69. Артикул МС 18 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
70. Артикул МС 18 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
71. Артикул МС 18 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
72. Артикул МС 18 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
73. Артикул МС 20 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
74. Артикул МС 20 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
75. Артикул МС 20 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
76. Артикул МС 20 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
77. Артикул МС 20 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0084938

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 44

78. Артикул МС 20 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
79. Артикул МС 20 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
80. Артикул МС 20 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
81. Артикул МС 12 080 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
82. Артикул МС 12 100 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
83. Артикул МС 12 120 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
84. Артикул МС 12 160 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
85. Артикул МС 12 180 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
86. Артикул МС 12 200 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
87. Артикул МС 12 250 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
88. Артикул МС 12 300 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
89. Артикул МС 14 080 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
90. Артикул МС 14 100 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
91. Артикул МС 14 120 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0084939

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 45

длина 120 мм; сечение круглое.

92. Артикул МС 14 160 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.

93. Артикул МС 14 180 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.

94. Артикул МС 14 200 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.

95. Артикул МС 14 250 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.

96. Артикул МС 14 300 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.

97. Артикул МС 16 080 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.

98. Артикул МС 16 100 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.

99. Артикул МС 16 120 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.

100. Артикул МС 16 160 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.

101. Артикул МС 16 180 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.

102. Артикул МС 16 200 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.

103. Артикул МС 16 250 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.

104. Артикул МС 16 300 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.

105. Артикул МС 18 080 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0084940

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 46

проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.

106. Артикул МС 18 100 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.

107. Артикул МС 18 120 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.

108. Артикул МС 18 160 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.

109. Артикул МС 18 180 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.

110. Артикул МС 18 200 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.

111. Артикул МС 18 250 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.

112. Артикул МС 18 300 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.

113. Артикул МС 20 080 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.

114. Артикул МС 20 100 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.

115. Артикул МС 20 120 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.

116. Артикул МС 20 160 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.

117. Артикул МС 20 180 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.

118. Артикул МС 20 200 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084941

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 47

119. Артикул МС 20 250 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.

120. Артикул МС 20 300 - 0S (с обычным наконечником мандрена и глубиной проникновения 11 мм); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.

XIV. Игла биопсийная для биопсии мягкой ткани для ее последующего гистологического исследования MEDONE (МО-исполнение), варианты исполнения:

1. Артикул МО 12 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.

2. Артикул МО 12 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.

3. Артикул МО 12 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.

4. Артикул МО 12 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.

5. Артикул МО 12 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.

6. Артикул МО 12 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.

7. Артикул МО 12 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.

8. Артикул МО 12 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.

9. Артикул МО 14 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.

10. Артикул МО 14 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.

11. Артикул МО 14 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.

12. Артикул МО 14 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.

13. Артикул МО 14 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.

14. Артикул МО 14 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.

15. Артикул МО 14 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.

16. Артикул МО 14 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.

17. Артикул МО 16 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084942

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 48

наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
18. Артикул МО 16 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
19. Артикул МО 16 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
20. Артикул МО 16 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
21. Артикул МО 16 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
22. Артикул МО 16 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
23. Артикул МО 16 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
24. Артикул МО 16 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
25. Артикул МО 18 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
26. Артикул МО 18 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
27. Артикул МО 18 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
28. Артикул МО 18 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
29. Артикул МО 18 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
30. Артикул МО 18 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
31. Артикул МО 18 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
32. Артикул МО 18 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
33. Артикул МО 20 080 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
34. Артикул МО 20 100 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
35. Артикул МО 20 120 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
36. Артикул МО 20 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
37. Артикул МО 20 180 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084943

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 49

38. Артикул МО 20 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
39. Артикул МО 20 250 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
40. Артикул МО 20 300 - 00 (с обычным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
41. Артикул МО 12 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
42. Артикул МО 12 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
43. Артикул МО 12 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
44. Артикул МО 12 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
45. Артикул МО 12 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
46. Артикул МО 12 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
47. Артикул МО 12 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
48. Артикул МО 12 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,70 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
49. Артикул МО 14 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
50. Артикул МО 14 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
51. Артикул МО 14 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
52. Артикул МО 14 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
53. Артикул МО 14 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
54. Артикул МО 14 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
55. Артикул МО 14 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
56. Артикул МО 14 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
57. Артикул МО 16 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
58. Артикул МО 16 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084944

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 50

наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
59. Артикул МО 16 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
60. Артикул МО 16 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
61. Артикул МО 16 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
62. Артикул МО 16 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
63. Артикул МО 16 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
64. Артикул МО 16 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
65. Артикул МО 18 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
66. Артикул МО 18 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
67. Артикул МО 18 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
68. Артикул МО 18 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
69. Артикул МО 18 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
70. Артикул МО 18 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.
71. Артикул МО 18 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
72. Артикул МО 18 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.
73. Артикул МО 20 080 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 80 мм; сечение круглое.
74. Артикул МО 20 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое.
75. Артикул МО 20 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое.
76. Артикул МО 20 160 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое.
77. Артикул МО 20 180 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 180 мм; сечение круглое.
78. Артикул МО 20 200 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0084945

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14133

Лист 51

79. Артикул МО 20 250 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 250 мм; сечение круглое.
80. Артикул МО 20 300 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена); номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 300 мм; сечение круглое.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0084946