



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 13 мая 2021 года № РЗН 2014/2247

На медицинское изделие

Катетеры дренажные в наборах и отдельных упаковках

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Кук Медикал Юроп Лтд.", Ирландия,

**Cook Medical Europe Ltd., O'Halloran Road, National Technology Park, Limerick,
Ireland**

Производитель

"Кук Инкорпорэйтед", США,

Cook Incorporated, 750 Daniels Way, Bloomington, IN 47404, USA

Место производства медицинского изделия

см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-36321/53796 от 21.09.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.13.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 12 листах

приказом Росздравнадзора от 13 мая 2021 года № 4196
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0056896

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 мая 2021 года

№ РЗН 2014/2247

Лист 1

На медицинское изделие

Катетеры дренажные в наборах и отдельных упаковках:

I. Катетеры дренажные в отдельных упаковках:

1. Катетер дренажный:

- ZDO-22-30;
- 056002, 056003;
- ULT10.2-38-25-P-25S-BPL, ULT10.2-38-40-P-32S-CLB-RH, ULT10.2-38-40-P-CLBS-26-RH, ULT12.0-38-40-P-32S-CLB-RH, ULT12.0-38-40-P-CLBS-26-RH, ULT14.0-38-40-P-32S-CLB-RH, ULT6.0-38-40-P-32S-BCL, ULT8.5-38-40-P-32S-CLB-RH, ULT8.5-38-40-P-CLBS-26-RH, ULT10.2-38-50-P-32S-RING, ULT10.2-38-50-P-RING-25.5-MEH-RH, ULT12.0-38-50-P-32S-RING, ULT12.0-38-50-P-RING-25.5-MEH-RH, ULT14.0-38-50-P-32S-RING, ULT8.5-38-50-P-32S-RING, ULT8.5-38-50-P-RING-25.5-MEH-RH;
- P8.3G-38-50-P-32S-RING, UA8.3-38-30-P-6S-PNS, ULT10.2-38-35-P-CLMS-16-RH-FS, ULT10.2-38-35-P-CLMS-8-RH-FS, ULT12.0-38-35-P-CLMS-16-RH-FS, ULT8.5-38-35-P-CLMS-16-RH-FS, ULT10.2-38-15-P-5S-CLDM-HC, ULT10.2-38-25-P-5S-CLDM-HC, ULT10.2-38-25-P-6S-CLM-RH, ULT10.2-38-25-P-6S-MDC, ULT10.2-38-45-P-6S-CLM-RH, ULT10.2-38-60-P-6S-CLM-RH, ULT12.0-38-15-P-5S-CLDM-HC, ULT12.0-38-25-P-5S-CLDM-HC, ULT12.0-38-25-P-6S-CLM-RH, ULT12.0-38-25-P-6S-MDC, ULT12.0-38-45-P-6S-CLM-RH, ULT14.0-38-25-P-5S-CLDM-HC, ULT14.0-38-25-P-6S-CLM-RH, ULT14.0-38-25-P-6S-MDC, ULT14.0-38-45-P-6S-CLM-RH, ULT16.0-38-25-P-6S-MCL, ULT18.0-38-25-P-6S-LMCL, ULT20.0-38-25-P-6S-LMCL, ULT5.0-18-25-P-5S-CLDM-HC, ULT6.0-35-50-P-CLDMS-24-RH, ULT6.3-35-15-P-5S-CLDM-HC, ULT6.3-35-25-P-5S-CLDM-HC, ULT7.0-35-25-P-5S-CLDM-HC, ULT8.5-38-15-P-5S-CLDM-HC, ULT8.5-38-15-P-6S-CLM-RH, ULT8.5-38-25-P-5S-CLDM-HC, ULT8.5-38-25-P-6S-CLM-RH, ULT8.5-38-25-P-6S-MDC, ULT8.5-38-45-P-6S-CLM-RH, ULT8.5-38-60-P-6S-CLM-RH, ULT10.2-38-40-P-6S-0-USD, ULT12.0-38-40-P-6S-0-USD, ULT14.0-38-40-P-6S-0-USD, ULT8.5-38-40-P-6S-0-USD, ULT16.0-38-40-P-6S-MPA-GLD-HC, ULT18.0-38-40-P-6S-MPA-GLD-HC, ULT20.0-38-40-P-6S-MPA-GLD-HC, ULT22.0-38-40-P-6S-MPA-GLD-HC, ULT10.2-38-25-P-3S-UCD-HC, ULT6.0-35-25-P-3S-UCD-HC, ULT7.0-38-25-P-3S-UCD-HC, ULT8.5-38-25-P-3S-UCD-HC.

II. Катетеры дренажные в наборах:

1. Набор Drainage Catheter Needle Set:

1.1. DUAN-5.0-19.5-15.0-6S-PIG:

- катетер - 5 Fr, длина 15 см;
- игла троакарная;
- обтуратор.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0087849

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2021 года

№ РЗН 2014/2247

Лист 2

1.2. DUAN-5.0-19.5-25.0-6S-PIG:

- катетер - 5 Fr, длина 25 см;
- игла троакарная;
- обтуратор.

1.3. DUAN-6.0-19.5-25.0-6S-PIG:

- катетер - 6 Fr, длина 25 см;
- игла троакарная;
- обтуратор;
- канюля.

1.4. DUAN-7.0-19.5-25.0-8S-PIG:

- катетер - 7 Fr, длина 25 см;
- игла троакарная;
- обтуратор;
- канюля.

1.5. DUAN-8.3-18-25.0-8S-PIG:

- катетер - 8,3 Fr, длина 25 см;
- игла троакарная;
- обтуратор;
- канюля.

2. Набор Ring-McLean Sump Drainage Set:

2.1. RMSU-12-18-ACL:

- дренаж - 12 Fr, длина 18 см;
- стилет - 12 G;
- проводник - длина 100 см;
- соединительная трубка - 14,0 Fr, длина 30 см;
- краник;
- фиксатор.

2.2. RMSU-12-30:

- дренаж - 12 Fr, длина 30 см;
- стилет - 12 G;
- обтуратор;
- проводник - длина 100 см;
- соединительная трубка - 14,0 Fr, длина 30 см;
- краник;
- фиксатор.

2.3. RMSU-12-30-MPB:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0085490

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 мая 2021 года

№ РЗН 2014/2247

Лист 3

- дренаж - 12 Fr, длина 30 см;
- стилет - 12 G;
- обтуратор;
- проводник - длина 100 см;
- соединительная трубка - 14,0, длина 30 см;
- краник;
- фиксатор

2.4. RMSU-14-18-ACL:

- дренаж - 14 Fr, длина 18 см;
- стилет - 14 G;
- обтуратор;
- проводник - длина 100 см;
- соединительная трубка - 14,0 Fr, длина 30 см;
- краник;
- фиксатор.

2.5. RMSU-14-30:

- дренаж - 14 Fr, длина 30 см;
- стилет - 14 G;
- обтуратор;
- проводник - длина 100 см;
- соединительная трубка - 14,0 Fr, длина 30 см;
- краник;
- фиксатор.

2.6. RMSU-14-30-MPB:

- дренаж - 14 Fr, длина 30 см;
- стилет - 14 G;
- обтуратор;
- проводник - длина 100 см;
- соединительная трубка - 14,0 Fr, длина 30 см;
- краник;
- фиксатор.

2.7. RMSU-16-18-ACL:

- дренаж - 16 Fr, длина 18 см;
- стилет - 16 G;
- обтуратор;
- проводник - длина 100 см;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0086956

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 мая 2021 года

№ РЗН 2014/2247

Лист 4

- соединительная трубка - 14,0 Fr, длина 30 см;
- краник;
- фиксатор.

2.8. RMSU-16-30:

- дренаж - 16 Fr, длина 30 см;
- стилет - 16 G;
- obturator;
- проводник длина 100 см;
- соединительная трубка 14,0 Fr, длина 30 см;
- краник;
- фиксатор.

2.9. RMSU-16-30-MPB:

- дренаж - 16 Fr, длина 30 см;
- стилет - 16 G;
- obturator;
- проводник - длина 100 см;
- соединительная трубка 14,0 Fr, длина 30 см;
- краник;
- фиксатор.

3. Набор Thai-Quick Abscess Drainage Set:

3.1. TQAS-1200-J:

- дренаж - 12 Fr, длина 33 см;
- трубка соединительная;
- игла троакарная - 18 G, длина 15 см;
- проводник - длина 70 см;
- дилатор - 6 Fr, длина 20 см;
- дилатор - 10 Fr, длина 20 см;
- дилатор - 13 Fr, длина 20 см;
- адаптер.

3.2. TQAS-1400-J:

- дренаж - 14 Fr, длина 41 см;
- трубка соединительная;
- игла троакарная - 18 G, длина 15 см;
- проводник - длина 80 см;
- дилатор - 6 Fr, длина 20 см;
- дилатор - 10 Fr, длина 20 см;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0086957

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 мая 2021 года

№ РЗН 2014/2247

Лист 5

- дилатор - 15 Fr, длина 20 см;
- адаптер.

3.3. TQAS-1600-J:

- дренаж - 16 Fr, длина 41 см;
- трубка соединительная;
- игла троакарная - 18 G, длина 15 см;
- проводник - длина 80 см;
- дилатор - 8 Fr, длина 20 см;
- дилатор - 12 Fr, длина 20 см;
- дилатор - 18 Fr, длина 20 см;
- адаптер.

3.4. TQAS-1800-J:

- дренаж - 18 Fr, длина 41 см;
- трубка соединительная;
- игла троакарная - 18 G, длина 15 см;
- проводник - длина 80 см;
- дилатор - 8 Fr, длина 20 см;
- дилатор - 14 Fr, длина 20 см;
- дилатор - 20 Fr, длина 20 см;
- адаптер.

3.5. TQAS-2000-J:

- дренаж - 20 Fr, длина 41 см;
- трубка соединительная;
- игла троакарная - 18 G, длина 15 см;
- проводник - длина 80 см;
- дилатор - 8 Fr, длина 20 см;
- дилатор - 14 Fr, длина 20 см;
- дилатор - 22 Fr, длина 20 см;
- адаптер.

3.6. TQAS-2400-J:

- дренаж - 24 Fr, длина 41 см;
- трубка соединительная;
- игла троакарная - 18 G, длина 15 см;
- проводник - длина 80 см;
- дилатор - 12 Fr, длина 20 см;
- дилатор - 18 Fr, длина 20 см;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0085493

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 мая 2021 года

№ РЗН 2014/2247

Лист 6

- дилатор - 26 Fr, длина 20 см;
- адаптер.

3.7. TQAS-2800-J:

- дренаж - 28 Fr, длина 41 см;
- трубка соединительная;
- игла троакарная - 18 G, длина 15 см;
- проводник - длина 80 см;
- дилатор - 14 Fr, длина 20 см;
- дилатор - 20 Fr, длина 20 см;
- дилатор - 30 Fr, длина 20 см;
- адаптер.

4. Набор Ring Drainage Catheter Needle Set:

4.1. DLPN-40-25-RING:

- катетер - 5 Fr, длина 25 см;
- игла.

5. Набор Gould Catheter Introduction Set:

5.1. GCIS-100-NT:

- катетер - 10 Fr, длина 25 см;
- расширитель;
- игла - 22 G, длина 20 см;
- проводник - длина 60 см.

6. Набор Multipurpose Drainage Catheter Set:

6.1. CLM-10.2-RH-NPAS-NT:

- катетер дренажный - 10,2 Fr, длина 25 см;
- канюля внутренняя;
- канюля гибкая;
- стилет;
- обтуратор;
- наружный фиксатор;
- игла - 21 G, длина 15 см;
- проводник - длина 100 см;
- проводник - длина 60 см;
- интродьюсер;
- соединительная трубка - 14 Fr, длина 30 см;
- краник;
- расширитель - 8 Fr, длина 20 см;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0086958

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 мая 2021 года

№ РЗН 2014/2247

Лист 7

- расширитель - 11 Fr, длина 20 см.
- 6.2. CLM-12.0-RH-NPAS-NT:
 - катетер дренажный - 12 Fr, длина 25 см;
 - канюля жесткая;
 - канюля гибкая;
 - стилет;
 - обтуратор;
 - наружный фиксатор;
 - игла - 21 G, длина 15 см;
 - проводник - длина 100 см;
 - проводник - длина 60 см;
 - интродьюсер - 6,0 Fr, длина 20 см;
 - дилатор - 4,0 Fr;
 - соединительная трубка - 14 Fr, длина 30 см;
 - краник;
 - расширитель - 10 Fr, длина 20 см;
 - расширитель - 14 Fr, длина 20 см.
- 6.3. CLM-14.0-RH-NPAS-NT:
 - катетер дренажный - 14 Fr, длина 25 см;
 - канюля жесткая;
 - канюля гибкая;
 - стилет;
 - обтуратор;
 - наружный фиксатор;
 - игла - 21 G, длина 15 см;
 - проводник - длина 100 см;
 - проводник - длина 60 см;
 - интродьюсер - 6,0 Fr, длина 20 см;
 - дилатор - 4,0 Fr
 - соединительная трубка - 14 Fr, длина 30 см;
 - краник;
 - расширитель - 8 Fr, длина 20 см;
 - расширитель - 12 Fr, длина 20 см;
 - расширитель - 16 Fr, длина 20 см.

6.4. CLM-8.5-RH-NPAS-NT:

- катетер дренажный - 8,5 Fr, длина 25 см;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0086959

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 мая 2021 года

№ РЗН 2014/2247

Лист 8

- канюля жесткая;
- канюля гибкая;
- стилет;
- обтуратор;
- наружный фиксатор;
- игла - 21 G, длина 15 см;
- проводник - длина 100 см;
- проводник - длина 60 см;
- интродьюсер - 6,0 Fr, длина 20 см;
- дилатор - 4,0 Fr;
- соединительная трубка - 14 Fr, длина 30 см;
- краник;
- расширитель - 9 Fr, длина 20 см.

7. Набор Nasal Biliary Drainage Set:

7.1. ENBD-10:

- катетер дренажный - 10 Fr, длина 250 см;
- трубка - длина 50 см;
- переходник - 133 см;
- выпрямитель.

7.2. ENBD-5:

- катетер дренажный - 5 Fr, длина 250 см;
- трубка - длина 50 см;
- переходник - 133 см;
- выпрямитель.

7.3. ENBD-6:

- катетер дренажный - 6 Fr, длина 250 см;
- трубка - длина 50 см;
- переходник - длина 133 см;
- выпрямитель.


7.4. ENBD-7:

- катетер дренажный - 7 Fr, длина 250 см;
- трубка - длина 50 см;
- переходник - 133 см;
- выпрямитель.

7.5. ENBD-8.5:

- катетер дренажный - 8,5 Fr, длина 250 см;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0085496


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 мая 2021 года

№ РЗН 2014/2247

Лист 9

- трубка - длина 50 см;
 - переходник - длина 133 см;
 - выпрямитель.
8. Набор Liguory Nasal Biliary Drainage Set:
- 8.1. ENBD-5-LIGUORY:
- катетер - 5 Fr, длина 235 см;
 - трубка - длина 50 см;
 - переходник - длина 133 см;
 - выпрямитель.
- 8.2. ENBD-6-LIGUORY:
- катетер - 6 Fr, длина 235 см;
 - трубка - длина 50 см;
 - переходник - длина 133 см;
 - выпрямитель.
- 8.3. ENBD-5-LIGUORY-RT:
- катетер - 5 Fr, длина 235 см;
 - выпрямитель.
- 8.4. ENBD-6-LIGUORY-RT:
- катетер - 6 Fr, длина 235 см;
 - выпрямитель.
- 8.5. ENBD-7-LIGUORY-RT:
- катетер - 7 Fr, длина 235 см;
 - выпрямитель.
- 8.6. ENBD-7-LIGUORY:
- катетер - 7 Fr, длина 235 см;
 - трубка - длина 50 см;
 - переходник - 133 см;
 - выпрямитель.
- 8.7. ENBD-8.5-LIGUORY:
- катетер - 8,5 Fr, длина 235 см;
 - трубка - 50 см;
 - переходник - длина 133 см;
 - выпрямитель.
9. Набор Nagaraja Nasal Biliary Drainage Set:
- 9.1. ENBD-5-NAG:
- катетер - 5 Fr, длина 240 см;
- Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0085497

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 мая 2021 года

№ РЗН 2014/2247

Лист 10

- трубка - длина 50 см;
- переходник - длина 133 см.
- 9.2. ENBD-6-NAG:
 - катетер - 6 Fr, длина 240 см;
 - трубка - длина 50 см;
 - переходник - длина 133 см.
- 9.3. ENBD-7-NAG:
 - катетер - 7 Fr, длина 240 см;
 - трубка - длина 50 см;
 - переходник - длина 133 см.
- 9.4. ENBD-8.5-NAG:
 - катетер - 8,5 Fr, длина 240 см;
 - трубка - длина 50 см;
 - переходник - длина 133 см.
- 10. Набор Leung Nasal Biliary Drainage Set:
 - 10.1. ENBD-6.5-LEUNG-4:
 - катетер - 6,5 Fr, длина 240 см;
 - трубка - длина 50 см;
 - переходник - длина 133 см.
 - 10.2. ENBD-6.5-LEUNG-7:
 - катетер - 6,5 Fr, длина 240 см;
 - трубка - длина 50 см;
 - переходник - длина 133 см.
- 11. Набор 14 Fr Colon Decompression Set:
 - 11.1. CDSG-14-175:
 - катетер дренажный - 14 Fr, длина 175 см;
 - катетер проводниковый - 6 Fr, длина 182 см;
 - проводник - длина 480 см.
- 12. Набор Marcon Colon Decompression Set:
 - 12.1. CDSM-10:
 - катетер дренажный - 10 Fr, длина 350 см;
 - проводник - длина 480 см.
 - 12.2. CDSM-7:
 - катетер дренажный - 7 Fr, длина 350 см;
 - проводник - длина 480 см.
 - 12.3. CDSM-8.5:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0085498

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 мая 2021 года

№ РЗН 2014/2247

Лист 11

- катетер дренажный - 8,5 Fr, длина 350 см;
- проводник - длина 480 см.
- 13. Набор Nasal Pancreatic Drainage Set:
- 13.1. NPDS-5:
 - катетер дренажный - 5 Fr, длина 250 см;
 - трубка - длина 50 см;
 - переходник с трехходовым краником.
- 13.2. NPDS-7:
 - катетер дренажный - 7 Fr, длина 250 см;
 - трубка - длина 50 см;
 - переходник с трехходовым краником.
- 14. Катетер дренажный с соединительной трубкой Chait Trapdoor™ Cecostomy Catheter Set:
- 14.1. TDCS-100:
 - катетер дренажный - 10,2 Fr, длина 20 см;
 - канюля - 18 G, длина 21 см;
 - трубка соединительная - 10,0 Fr, 18 см.
- 14.2. TDCS-100-L:
 - катетер - 10,2 Fr, длина 28 см;
 - канюля - 18 G, длина 29 см;
 - трубка соединительная - 10,0 Fr, длина 18 см.
- 14.3. TDCS-100-M:
 - катетер дренажный - 10,2 Fr, длина 24 см;
 - канюля - 18 G, длина 25 см;
 - трубка соединительная - 10,0 Fr, длина 18 см.
- 15. Набор Chait Percutaneous Cecostomy Set:
- 15.1. TDCS-100-CS:
 - катетер - 10,2 Fr, длина 20 см;
 - канюля - 18 G, длина 21 см;
 - дренажный катетер - 8,5 Fr, длина 25 см;
 - жесткая канюля - 18 G, длина 32,5 см;
 - канюля - 4,3 Fr;
 - шовный набор;
 - проводник - длина 80 см;
 - адаптер (часть трубки соединительной);
 - дилатор - 8,0 Fr, длина 20 см;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0087850

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 мая 2021 года

№ РЗН 2014/2247


Лист 12

- игла для доступа - 18 G, длина 7 см;
- адаптер.

Место производства:

1. Cook Incorporated, 750 Daniels Way, Bloomington, IN 47404, USA.
2. Wilson-Cook Medical Inc., 4900 Bethania Station Road, Winston-Salem, NC 27105, USA.
3. Cook Ireland Limited, O'Halloran Road, National Technology Park, Limerick, Ireland.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0085500