



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 июня 2020 года № РЗН 2020/10740

На медицинское изделие

**Нити DG-lift (ДиДжи-лифт) из полидиоксанона и поли-L-молочной кислоты
стерильные рассасывающиеся для лифтинга тканей на иглах-носителях и без
игл-носителей различных размеров**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХДЕРМ РАША"

(ООО "ТЕХДЕРМ"), Россия,

107370, Москва, Маршала Рокоссовского б-р, д. 6, корп. 1, кв. 26

Производитель

"Юрим Медикал Ко., Лтд.", Корея,

Yurim Medical Co. Ltd., 303-ho, 310-ho, 312-ho, 125, Osongsaengmyeong 2-ro,

Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si Chungcheongbuk-do, Korea

Место производства медицинского изделия

Yurim Medical Co., Ltd., 501-ho, 7, Gangni 1-gil, Ochang-eup, Cheongwon-gu,

Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Korea

Номер регистрационного досье № РД-28853/46179 от 02.09.2019

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.22.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 10 листах

приказом Росздравнадзора от 11 июня 2020 года № 4907
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0048557

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 июня 2020 года

№ РЗН 2020/10740

Лист 1

На медицинское изделие

Нити DG-lift (ДиДжи-лифт) из полидиоксанона и поли-L-молочной кислоты стерильные рассасывающиеся для лифтинга тканей на иглах-носителях и без игл-носителей различных размеров, в вариантах исполнения:

1. Нить стерильная рассасывающаяся MONO 25G-90mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона MONO, длина 160 мм, размер нити 4-0 - 10 шт.;
- игла-носитель (длина носителя 90 мм), калибр 25G - 10 шт.;
- спонж - 10 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

2. Нить стерильная рассасывающаяся MONO 25G-60mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона MONO, длина 100 мм, размер нити 4-0 - 10 шт.;
- игла-носитель (длина носителя 60 мм), калибр 25G - 10 шт.;
- спонж - 10 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

3. Нить стерильная рассасывающаяся MONO 26G-60mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона MONO, длина 100 мм, размер нити 5-0 - 10 шт.;
- игла-носитель (длина носителя 60 мм), калибр 26G - 10 шт.;
- спонж - 10 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

4. Нить стерильная рассасывающаяся MONO 27G-50mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона MONO, длина 80 мм, размер нити 5-0 - 10 шт.;
- игла-носитель (длина носителя 50 мм), калибр 27G - 10 шт.;
- спонж - 10 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0066273

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 июня 2020 года

№ РЗН 2020/10740

Лист 2

5. Нить стерильная рассасывающаяся MONO 27G-38mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона MONO, длина 60 мм, размер нити 5-0 - 10 шт.;
- игла-носитель (длина носителя 38 мм), калибр 27G - 10 шт.;
- спонж - 10 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

6. Нить стерильная рассасывающаяся MONO 29G-50mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона MONO, длина 80 мм, размер нити 6-0 - 10 шт.;
- игла-носитель (длина носителя 50 мм), калибр 29G - 10 шт.;
- спонж - 10 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

7. Нить стерильная рассасывающаяся MONO 29G-38mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона MONO, длина 60 мм, размер нити 6-0 - 10 шт.;
- игла-носитель (длина носителя 38 мм), калибр 29G - 10 шт.;
- спонж - 10 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

8. Нить стерильная рассасывающаяся MONO 30G-38mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона MONO, длина 60 мм, размер нити 6-0 - 10 шт.;
- игла-носитель (длина носителя 38 мм), калибр 30G - 10 шт.;
- спонж - 10 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

9. Нить стерильная рассасывающаяся MONO 30G-25mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона MONO, длина 30 мм, размер нити 6-0 - 10 шт.;
- игла-носитель (длина носителя 25 мм), калибр 30G - 10 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0066274

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 июня 2020 года

№ РЗН 2020/10740

Лист 3

- спонж - 10 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

10. Нить стерильная рассасывающаяся MONO 31G-12mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона MONO, длина 10 мм, размер нити 7-0 - 10 шт.;
- игла-носитель (длина носителя 12 мм), калибр 31G - 10 шт.;
- спонж - 10 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

11. Нить стерильная рассасывающаяся TWIN 26G-60mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона TWIN, длина 100 мм, размер нити 7-0 - 10 шт.;
- игла-носитель (длина носителя 60 мм), калибр 26G - 10 шт.;
- спонж - 10 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

12. Нить стерильная рассасывающаяся TWIN 26G-50mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона TWIN, длина 80 мм, размер нити 7-0 - 10 шт.;
- игла-носитель (длина носителя 50 мм), калибр 26G - 10 шт.;
- спонж - 10 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

13. Нить стерильная рассасывающаяся TWIN 26G-38mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона TWIN, длина 60 мм, размер нити 7-0 - 10 шт.;
- игла-носитель (длина носителя 38 мм), калибр 26G - 10 шт.;
- спонж - 10 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0066275

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 июня 2020 года

№ РЗН 2020/10740

Лист 4

14. Нить стерильная рассасывающаяся TWIN 25G-60mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона TWIN, длина 100 мм, размер нити 6-0 - 10 шт.;
- игла-носитель (длина носителя 60 мм), калибр 25G - 10 шт.;
- спонж - 10 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

15. Нить стерильная рассасывающаяся SCREW 26G-60mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона SCREW, длина 100 мм, размер нити 5-0 - 10 шт.;
- игла-носитель (длина носителя 60 мм), калибр 26G - 10 шт.;
- спонж - 10 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

16. Нить стерильная рассасывающаяся SCREW 27G-50mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO H, длина 80 мм, размер нити 5-0 - 10 шт.;
- игла-носитель (длина носителя 50 мм), калибр 27G - 10 шт.;
- спонж - 10 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

17. Нить стерильная рассасывающаяся SCREW 29G-38mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона SCREW, длина 60 мм, размер нити 6-0 - 10 шт.;
- игла-носитель (длина носителя 38 мм), калибр 29G - 10 шт.;
- спонж - 1 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

18. Нить стерильная рассасывающаяся DOUBLE SCREW 25G-60mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона DOUBLE SCREW, длина 100 мм, размер нити 6-0 - 10 шт.;
- игла-носитель (длина носителя 60 мм), калибр 25G - 10 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0066276

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 июня 2020 года

№ РЗН 2020/10740

Лист 5

- спонж - 10 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

19. Нить стерильная рассасывающаяся DOUBLE SCREW 26G-50mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона DOUBLE SCREW, длина 80 мм, размер нити 7-0 - 10 шт.;
- игла-носитель (длина носителя 50 мм), калибр 26G - 10 шт.;
- спонж - 10 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

20. Нить стерильная рассасывающаяся с шипами COG CA TYPE NEEDLE 23G-90mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся с шипами из полидиоксанона COG CA TYPE, длина 150 мм, размер нити 3-0 - 4 шт.;
- игла-носитель (длина носителя 90 мм), калибр 23G - 4 шт.;
- спонж - 4 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

21. Нить стерильная рассасывающаяся с шипами COG CA TYPE NEEDLE 21G-90mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся с шипами из полидиоксанона COG CA TYPE, * длина 150 мм, размер нити 2-0 - 4 шт.;
- игла-носитель (длина носителя 90 мм), калибр 21G - 4 шт.;
- спонж - 4 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

22. Нить стерильная рассасывающаяся с двунаправленными шипами COG FE TYPE L-CANNULA 23G-60mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся с двунаправленными шипами из полидиоксанона COG FE TYPE, длина 100 мм, размер нити 3-0 - 4 шт.;
- игла-носитель «С» (длина носителя 60 мм), калибр 23G - 4 шт.;
- спонж - 4 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0066277

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 июня 2020 года

№ РЗН 2020/10740

Лист 6

- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

23. Нить стерильная рассасывающаяся с двунаправленными шипами COG FE TYPE L-CANNULA 21G-90mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся с двунаправленными шипами из полидиоксанона COG FE TYPE, длина 150 мм, размер нити 2-0 - 4 шт.;
- игла-носитель «С» (длина носителя 90 мм), калибр 21G - 4 шт.;
- спонж - 4 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

24. Нить стерильная рассасывающаяся с двунаправленными шипами COG FE TYPE L-CANNULA 19G-100mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся с двунаправленными шипами из полидиоксанона COG FE TYPE, длина 150 мм, размер нити 1-0 - 4 шт.;
- игла-носитель «С» (длина носителя 100 мм), калибр 19G - 4 шт.;
- спонж - 4 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.


25. Нить стерильная рассасывающаяся с разнонаправленными шипами COG BP TYPE L-CANNULA 21G-90mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся с разнонаправленными шипами из полидиоксанона COG BP TYPE, длина 150 мм, размер нити 2-0 - 4 шт.;
- игла-носитель «С» (длина носителя 90 мм), калибр 21G - 4 шт.;
- спонж - 4 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

26. Нить стерильная рассасывающаяся с разнонаправленными шипами COG BP TYPE L-CANNULA 19G-100mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся с разнонаправленными шипами из полидиоксанона COG BP TYPE, длина 150 мм, размер нити 1-0 - 4 шт.;
- игла-носитель «С» (длина носителя 100 мм), калибр 19G - 4 шт.;
- спонж - 4 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0066278

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 июня 2020 года

№ РЗН 2020/10740

Лист 7

- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

27. Нить стерильная рассасывающаяся с формованными шипами COG SC TYPE L-CANNULA 19G-100mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся с формованными шипами из полидиоксанона PDO SC TYPE, длина 185 мм, размер нити 2-0 - 4 шт.;
- игла-носитель «С» (длина носителя 100 мм), калибр 19G - 4 шт.;
- спонж - 4 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

28. Нить стерильная рассасывающаяся с формованными шипами COG SC TYPE L-CANNULA 18G-100mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся с формованными шипами из полидиоксанона PDO SC TYPE, длина 185 мм, размер нити 1-0 - 4 шт.;
- игла-носитель «С» (длина носителя 100 мм), калибр 18G - 4 шт.;
- спонж - 4 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

29. Нить стерильная рассасывающаяся с формованными шипами PDO COG SC TYPE 420mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся с формованными шипами из полидиоксанона PDO COG SC TYPE, длина 420 мм, размер нити 1-0 - 2 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

30. Нить стерильная рассасывающаяся PLLA MONO 30G-25mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA MONO, длина 30 мм, размер нити 6-0 - 10 шт.;
- игла-носитель (длина носителя 25 мм), калибр 30G - 10 шт.;
- спонж - 10 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0066279

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 июня 2020 года

№ РЗН 2020/10740

Лист 8

31. Нить стерильная рассасывающаяся PLLA MONO 29G-38mm, в составе:
- нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA MONO, длина 60 мм, размер нити 6-0 - 10 шт.;
 - игла-носитель (длина носителя 38 мм), калибр 29G - 10 шт.;
 - спонж - 10 шт.;
 - стерильная упаковка - 1 шт.;
 - инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
 - наклейка информационная - 2 шт.
32. Нить стерильная рассасывающаяся PLLA MONO 29G-50mm, в составе:
- нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA MONO, длина 80 мм, размер нити 6-0 - 10 шт.;
 - игла-носитель (длина носителя 50 мм), калибр 29G - 10 шт.;
 - спонж - 10 шт.;
 - стерильная упаковка - 1 шт.;
 - инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
 - наклейка информационная - 2 шт.
33. Нить стерильная рассасывающаяся PLLA MONO 27G-60mm, в составе:
- нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA MONO, длина 100 мм, размер нити 5-0 - 10 шт.;
 - игла-носитель (длина носителя 60 мм), калибр 27G - 10 шт.;
 - спонж - 10 шт.;
 - стерильная упаковка - 1 шт.;
 - инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
 - наклейка информационная - 2 шт.
34. Нить стерильная рассасывающаяся PLLA TWIN 26G-38mm, в составе:
- нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA TWIN, длина 60 мм, размер нити 6-0 - 10 шт.;
 - игла-носитель (длина носителя 38 мм), калибр 26G - 10 шт.;
 - спонж - 10 шт.;
 - стерильная упаковка - 1 шт.;
 - инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
 - наклейка информационная - 2 шт.
35. Нить стерильная рассасывающаяся PLLA TWIN 26G-60mm, в составе:
- нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA TWIN, длина 100 мм, размер нити 6-0 - 10 шт.;
 - игла-носитель (длина носителя 60 мм), калибр 26G - 10 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0066280

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 июня 2020 года

№ РЗН 2020/10740

Лист 9

- спонж - 1 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

36. Нить стерильная рассасывающаяся PLLA SCREW 29G-38mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA SCREW, длина 60 мм, размер нити 6-0 - 10 шт.;
- игла-носитель (длина носителя 38мм), калибр 29G - 10 шт.;
- спонж - 10 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

37. Нить стерильная рассасывающаяся PLLA SCREW 27G-50mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA SCREW, длина 80 мм, размер нити 5-0 - 10 шт.;
- игла-носитель (длина носителя 50мм), калибр 27G - 10 шт.;
- спонж - 10 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

38. Нить стерильная рассасывающаяся PLLA SCREW 26G-60mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA SCREW, длина 100 мм, размер нити 5-0 - 10 шт.;
- игла-носитель (длина носителя 60мм), калибр 26G - 10 шт.;
- спонж - 10 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

39. Нить стерильная рассасывающаяся PLLA DOUBLE SCREW 26G-60mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA DOUBLE SCREW, длина 100 мм, размер нити 6-0 - 10 шт.;
- игла-носитель (длина носителя 60мм), калибр 26G - 10 шт.;
- спонж - 10 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0066281

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 июня 2020 года

№ РЗН 2020/10740

Лист 10

40. Нить стерильная рассасывающаяся PLLA DOUBLE SCREW 26G-90mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA DOUBLE SCREW, длина 160 мм, размер нити 6-0 - 10 шт.;
- игла-носитель (длина носителя 90 мм), калибр 26G - 10 шт.;
- спонж - 10 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

41. Нить стерильная рассасывающаяся с двунаправленными шипами PLLA COG FE TYPE L-CANNULA 21G-90mm, в составе:

- нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA COG FE TYPE, длина 150 мм, размер нити 2-0 - 4 шт.;
- игла-носитель «С» (длина носителя 90 мм), калибр 21G - 4 шт.;
- спонж - 4 шт.;
- стерильная упаковка - 1 шт.;
- инструкция по применению (паспорт) - 1 экз.;
- наклейка информационная - 2 шт.

З

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0066282